

Brava®

Coloplast

Защитная пленка
Спрей
50 мл
Не вызывает чувства жжения



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark



Инструкция по использованию
23321990 Version 4

Логотип Coloplast является зарегистрированной торговой маркой компании Колопласт А/С. Все права защищены. © 2019-04-08
Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/220 от 15.03.2013, срок действия не ограничен.

Показания к применению

Защитная пленка, спрей предназначена для защиты кожи от повреждений вследствие агрессивного воздействия мочи, кала и адгезивов.

Информация

Защитная пленка Brava, спрей на силиконовой основе, при нанесении на кожу высыхает в течение нескольких секунд, не влияет на адгезию, не раздражает кожу.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

Состав: Смесь алкилсилоксанов с распыляющим веществом.

Компания Coloplast не несет ответственности за травмы или ущерб, возникшие вследствие использования данного изделия вопреки текущим рекомендациям компании Coloplast.

Меры предосторожности

Не наносить непосредственно на раневое ложе, в глаза и в рот.
Не вдыхать пары.

Огнеопасен

Хранить в местах недоступных для детей
Не распылять у открытого огня или на раскаленные материалы.
Не курить во время использования.
Не вскрывать контейнер и хранить в хорошо проветриваемом помещении.
Береечь от солнечных лучей.

Инструкция по применению

1. Убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.
2. Равномерно нанесите спрей на кожу, удерживая флакон на расстоянии 10 см от поверхности кожи.
3. Когда кожа высохнет, приклейте калоприемник (уроприемник) обычным способом.

Продукт необходимо наносить каждый раз при смене калоприемника (уроприемника).

Использованный продукт следует выбросить с бытовым мусором.

Производитель: Колопласт А/С, Дания
Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

Импортер:

ООО «Колопласт»
Ленинградский пр-т, д.72, корп.2
Москва, Россия, 125315
Тел.: +7 495 937 53 90
info@coloplast.ru

Претензии потребителя принимаются Импортером.

Символы



Огнеопасен